


1/2023

FRÜHLINGSAKTION

Gültig vom 10.03.2023 bis 30.06.2023

8 Jahre
GERÄTEGARANTIE



Defibrillator iPad CU-SP1 Halbautomat

- Detaillierte Sprachanweisungen führen Schritt für Schritt durch den gesamten Rettungsprozess
- Automatische Lautstärkenanpassung
- Übersichtliche LCD-Statusanzeige (Funktions-, Batterie und Elektrodenstatus)
- Artefakte und CPR Erkennung
- Integrierter Kinder- und Erwachsenenmodus
- Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttest
- Vorkonnectierte Elektroden
- Datenübertragung via SD Karte oder Infrarotschnittstelle
- Maße: 260 x 256 x 69,5 mm (B x L x H)
- Gewicht: 2,4 kg (einschließlich Batterie und Elektroden)
- Schutzklasse IP55
- **8 Jahre Garantie auf das Gerät**

Standard-Lieferumfang:

iPad CU-SP1, Tragetasche, Long Life Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar)

£ 1281,35
€ 1.099,-
Best.-Nr. 128731

GRATIS
dazu!

- 1 + Defibrillationselektroden für Kinder**
- 2 + 2 x AED-Hinweisaufkleber**

3 + Defi-Safe-Set:

2 Paar Einweghandschuhe, 1 Erste-Hilfe-Kleiderschere, 1 Einmal-Rasierer, 2 Alkohol-Reinigungspads, 1 Verbandtuch, Beatmungstücher mit FFP3-Filter für eine hygienische Atemspende

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Com² Med
PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK



38122 Braunschweig
Frankfurter Straße 3a
Telefon 0 531 – 2 84 20 84
Telefax 0 531 – 2 84 20 85

30659 Hannover
Oldenburger Allee 18
Telefon 0 511 – 54 27 90
Telefax 0 511 – 5 47 81 56

FREE-Fax
0800 – 11 77 245

www.com2med.de

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Gesundheit ist Vertrauenssache. Blutdruck messen ist boso.

~~€ 75,22~~**€ 73,95**

Best.-Nr. 115815

medicus exclusive

Das Premium-Blutdruckmessgerät – individuell einstellbar

- Intelligente Aufpumpautomatik für eine Messung ohne Nachpumpen
- **Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse**
- Großes Display mit 3-Werte-Anzeige
- Zuschaltbare Sprachausgabe (5-sprachig) mit Lautstärkeregelung
- Speicher für 90 Messwerte mit Datum und Uhrzeit – Monatsüberblick bei drei Messungen/Tag, zusätzlicher Gastmodus
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen zum Erkennen von z. B. Vorhofflimmern
- Blutdruckbewertungsskala nach WHO
- Mittelwertfunktion für die Beurteilung des Blutdrucks nach WHO
- **Tri-Check-Funktion – automatische, dreimalige serielle Messung und Mittelwertbildung**
- **Kinder- und XL-Manschette anschließbar**
- Mit hochwertigem Etui, Batterien, Universalmanschette (Armumfang 22 – 42 cm)

Zubehör

XL-Manschette (Armumfang 32 – 48 cm)

Best.-Nr. 183002

€ 26,46



clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873

€ 28,95

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874

€ 31,45


bosotherm diagnostic

- **Kontaktlose** Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

~~€ 35,95~~**€ 29,95**

Best.-Nr. 119976





Prestige Stethoskop aus Edelstahl

Der Klassiker unter den KaWe Stethoskopen

- Doppelkopf-Stethoskope, umschaltbar
- Edelstahl
- Latexfrei
- Mit einfacher Positionierungshilfe
- Schlauchlänge: 56 cm

Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohrlöcher, Ersatz-Membran, Namensschild

~~€ 46,54~~
AB € 44,25

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene Ø 47 mm	schwarz	187025	46,90
	burgund	187026	46,90
	blau	128104	46,90
	grün	121373	46,90
	lila	121374	46,90
Kinder Ø 35 mm	grau	121375	46,90
	blau	187023	44,25
	burgund	187024	44,25
	grün	121377	44,25
	lila	121378	44,25
	grau	121379	44,25



KaWe LED

MEDIZINTECHNIK
 seit 1890
KaWe

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED 2,5 V

LED mit neuer KaWeLED

- Natürliches warm-weißes Licht
- Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux / 17 mm
- Farbtemperatur ca. 3000 Kelvin
- Farbwiedergabeindex von > 94
- Lebensdauer der Lampe ca. 30.000 Stunden
- Stoßsicher und energiesparend

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Tasche



~~€ 76,70~~
€ 69,95

Farbe	Best.-Nr.
night	160698
sky	110676
stone	110677

Gleich mitbestellen

Artikel	Größe	Best.-Nr.	€
Batterie (4 Stück)	AA-Mignon/LR 6	118663	Stück 0,62
Einmal-Ohrtrichter (1000 Stück)	Ø 2,5 mm	186164	48,82
	Ø 4,0 mm	186165	48,82
Dauerohrtrichter (10 Stück)	Ø 2,5 mm	152261	18,00
	Ø 4,0 mm	152262	18,00

Phasenkontrastmikroskop in hoher Qualität

NEU!

OBL 146 Phasenkontrastmikroskop

Geeignet für Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie und Onkologie

- Binokular
- Siedentopf 30° geneigt/360° drehbar
- 4 x/PH10 x/ PH40 x/100 x
- HWF 10x/ 20 mm
- 4-fach Objektivrevolver
- Infinity Optik
- Dioptrienausgleich einseitig

€ 1.495,-
 Best.-Nr. 128732



KERN

MBA Babywaage III

Für den professionellen oder stationären Einsatz

- Aus Kunststoff ohne Ecken und Kanten
- Integrierte AUTO-OFF Funktion, Data-Hold-Funktion
- Sehr gut ablesbares LCD-Display (H 25 mm)
- Maße Safe-Guard-Liegefläche: 600 x 260 mm (B x T)
- Maße Gesamt: 600 x 360 x 141 mm (B x T x H)
- Tragkraft: 15 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Batteriebetrieb (Batterien inkl.), Netzbetrieb optional

Best.-Nr. 126008



max. 15 kg



€ 495,00
 inkl. Eichgebühr

Zubehör	Best.-Nr.	€
Größenmessstab	126010	120,00
Netzgerät	126011	95,00

Mit Größenmessstab (optional)



seca

seca 799

Flexible elektronische Säulenwaage

- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- Einfach zu transportieren
- TARA, HOLD, BMI-Funktion
- Messstab seca 220 (optional)
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Mit automatischer Abschaltautomatik
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 294 × 831 × 417 mm (B × H × T)
- Gewicht: 6,3 kg



Inkl. Eichgebühr

€ 495,-

€ 469,-

Best.-Nr. 294643

Zubehör

seca 220 Messstab

- Leichtes Ablesen durch seitliche Bedruckung
- Abriebfeste Skala
- Messbereich: 60 – 200 cm

Best.-Nr. 210280

€ 99,00

seca 447 Netzgerät

- Für seca 799

Best.-Nr. 281481

€ 69,86



seca 877

Klassische Flachwaage für den mobilen Einsatz

- Mutter-Kind-Funktion für das Wiegen von Kleinkindern auf dem Arm der Mutter oder des Vaters
- Präzise Wägetechnologie für den medizinischen Einsatz
- Bequemes Einschalten im Stehen dank Tip-On-Funktion
- Nivellierfüße für hohe Standsicherheit
- 10.000 Wägungen mit einem Batteriesatz
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Gesamtmaße: 321 × 60 × 356 mm (B × H × T)
- Gewicht: 3,9 kg

Best.-Nr. 294283

€ 399,00

inkl. Eichgebühr

mulimed – otosillo® professional Gehörgangspülgerät

- **Mit Einmaldüsen**
– lt. EU-Empfehlung
- **Automatische Rücklaufsperr**
direkt hinter der Einmaldüse
– zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- **Immer die richtige Spülwassertemperatur**
mit der otosillo® Temperatur-Test-Card
- **Pulsierender Spülstrahl**
mittels Kolbenpumpe
- **Spritzschutzplatte** durchsichtig, aufsteckbar
- **Robuster Wasserschlauch** – im Gegenteil durchsichtig zur Hygienekontrolle
- **Abnehmbarer Wasserbehälter** mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- **2 Jahre Garantie** – praxisbewährt seit vielen Jahren



mulimed – otosillo® professional
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen

€ 299,-

€ 259,-

Best.-Nr. 114108

Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109 € 38,00

STK, MTK & DGUV V3

STK = Sicherheitstechnische Kontrolle

MTK = Messtechnische Kontrolle

DGUV V3 = Prüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Seit dem 1. Januar 2017 gilt eine neue Medizin-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Informieren Sie sich bei Ihrem ortsnahen Co-med Fachhändler über Änderungen bei Geräteprüfungen und fordern Sie ein unverbindliches Angebot für den Prüfservice an.

Unsere Medizintechniker prüfen z. B. folgende Geräte:

- Defibrillatoren
- Blutdruckmessgeräte
- EKG-Geräte
- Überwachungsmonitore
- Fetalmonitore
- Ultraschallgeräte



JETZT PRÜFUNG ANFRAGEN



FRÜHLINGSAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

microINR – Echtes POCT

Patientenahes Gerinnungsmanagement
Im professionellem Bereich abrechenbar:

EBM Ziffer 32026: € 4,70

Lieferumfang:

Gerät, Tragetasche, Ladegerät, USB-Kabel,
Anleitung für Datenextraktionssoftware

Best.-Nr. 125971

**GRATIS
dazu!**
1 Pack. Testchips
Wert € 76,19

microINR LINK mit Bluetooth

€ 619,00

Best.-Nr. 126864

€ 669,00



**Klein,
handlich
und smart.**
Nur 3 µL
Vollblut

Zubehör

microINR Testchips

Packung mit 25 Stück

Best.-Nr. 119440

€ 76,19



Exdia TRF Analyzer Plus

Immunoassay Multimarker am Point of Care

- Tragbarer, leichter (nur 1,6 kg) und zuverlässiger Immunoassay Analyser
- 7" Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem User Interface
- Mehrere Tests parallel durchführbar
- Für EDTA oder Heparin Vollblut/Plasma geeignet
- Fortschrittliche bildgestützte Time-Resolved-Fluorescence Technologie
- Hohe Empfindlichkeit durch verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis
- Mit eingebautem Akku
- Maße: 210 × 182 × 275 mm

Best.-Nr. 126859

€ 1.599,00

Testkit	Anzahl	Best.-Nr.	€
Troponin I	10 Stück	126879	64,31
NT-proBNP	10 Stück	126880	89,00
D-Dimer	10 Stück	126881	64,31
iFOB	20 Stück	126882	45,00
PCT	20 Stück	126884	198,00
β-HCG	20 Stück	126885	50,00
COVID-19 Ag	20 Stück	126889	114,00
SOB: Troponin / D-Dimer / NT-proBNP	10 Stück	128308	190,00



**hund
WETZLAR**

Für mehr
Informationen



medicus pro PH-B

Das Arztmikroskop für Hämatologie, Urologie, Gynäkologie und Dermatologie (Hellfeld, Phasenkontrast)

- Stativ mit 5-fach Objektivrevolver
- Binokular-Tubus, Siedentopf-Typ
- Okulare: WF 10x20
- Objektive Plan 4x, PH 20x, PH 40x, Plan 100x
- Vergrößerung: 40x – 1000x
- Kreuztisch: 150 × 162 mm
- Kondensator: NA 1,25 mit Aperturblende und Phasenkontrast-Schieber
- Beleuchtung: Weißlicht-LED (3W) mit einstellbarer Farbtemperatur
- „Light-Memory“-Funktion

Best.-Nr. 220833

€ 1.860,00

Made in
Germany

Kimetec



€ 11,01

€ 7,25

CBC CLASSIC Venenstauer

- Metall- und latexfrei

Farbe	Best.-Nr.	€
1 Edelweiß rot	118466	7,25
2 Designer	120804	7,25
3 Barcode blau	159917	7,25





Vitalograph®

Sichere Spirometrie während Corona





Vitalograph ALPHA™ Connect

Das einfach zu bedienende All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder KIS via GDT und HL7
- Mit Akku und integriertem Thermodrucker für den mobilen Einsatz in Praxis, Klinik und auf Hausbesuchen
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung

Best.-Nr. 126343

€ 1.990,00



Vitalograph Pneumotrac™

Das PC-Spirometer für die schnelle, einfache und exakte Spirometrie in Praxis und Klinik

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch neue Spirotrac 6 Software
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung

Best.-Nr. 126342

€ 1.490,00



€ 720,-

Best.-Nr. 118992

Vitalograph micro™

Eines der besten Spirometer unter den Günstigen

- Produkt-Update mit neuem Design, neuem Display und neuer Device Studio Software
- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- Geringe Testkosten pro Patient durch hochwertigen, wiederverwendbaren Messkopf vom Typ „Fleisch Pneumotachograph“ und günstige Filter
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal auch in Zeiten von Covid-19
- Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Mit neuer PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul Ihrer Praxissoftware)
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung

Zubehör



€ 55,61

€ 43,50

Best.-Nr. 290977

BVF™ Bakterien-Viren-Filter

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination

Packung mit 50 Stück



€ 81,00

€ 79,80

Best.-Nr. 126818

ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Packung mit 75 Stück

FRÜHLINGSAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.



FC 1400 – Fetalmonitor

- Anzeige der Herzfrequenz 1 und 2, sowie Uteruskontraktion
- Separate Aufzeichnung der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Großes 4,3" Farbdisplay
- Einfach zu lesender Ausdruck im A5 Format / CTG Analyse

Lieferumfang:


FC 1400 Fetalmonitor, 1 × US-Sonde, (Zwillingsmonitor mit 2 × US-Sonde), 1 × UC-Sonde, 1 × Event Marker, 1 × CTG Gurtset (3 Stk.), 1 × Thermopapier (151 mm × 30 m), 1 × Gel, 1 × Netzkabel

Singlemonitor Best.-Nr. 128306 € 1.950,00

Zwillingsmonitor Best.-Nr. 294099 € 2.099,00

€ 2.000,-
AB € 1.950,-

Zubehör	Best.-Nr.	€
Thermopapier für FC 1400	294102	6,53



Hochklassige Touchscreen Überwachungsmonitore

S10 (10,4") / S12 (12,1")

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarmer (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patienten-kabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw. / wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw. / wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung), Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)



Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	126014	349,00
Central Monitoring System Software	126016	1.599,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	299,00



Monitor S10

€ 1.649,-
€ 1.549,-
Best.-Nr. 126012

Monitor S12

€ 1.949,-
€ 1.849,-
Best.-Nr. 126013



Weiteres Zubehör auf Anfrage!





Derungs
MEDICAL LIGHTING

Wahrer Allrounder

Untersuchungsleuchte Visiano 20

- Leistungsstark: 60.000 Lux auf 0,5 m für optimalen Sehkomfort
- Innovativ: zwei einstellbare Farbtemperaturen (3500 K/ 4500 K) für ideales Kontrastsehen
- Extrem groß: Ø 21cm homogenes Beleuchtungsfeld bei 0,5 m Abstand
- Ergonomisch: einfache Bedieneinheit am Kopf, 4-stufig dimmbar
- Befestigung: als Pin- und Deckenversion verfügbar

Universelles Montagezubehör für Pinversion auf Anfrage (Rollstativ, Tischklemme, Schienenklemme und Wandhalter).

~~€ 1.662,-~~
€ 1.495,-

Best.-Nr. 123180

Deckenbefestigung

~~€ 1.029,-~~

€ 918,-

Best.-Nr. 123181

Pinversion für universelle Anbindung

Beweglich: 360° Bewegungsradius und positionstreuere Federarmsystem

MAICO **diatec**
Hörgeräte-Experten

Schnelles und einfaches Hörscreening



~~€ 1.390,-~~
AB € 1.315,-

Audiometer MA 25*

- Schnelles Siebtestaudiometer mit 11 Frequenzen
- Klein, handlich und dank Batteriebetrieb überall einsetzbar
- Inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 294315

€ 1.315,00

Audiometer MA 25

Inkl. Patientenantworttaste und externem Netzteil

Best.-Nr. 122324

€ 1.415,00

Audiometer MA 25e

wie MA 25, zusätzlich mit automatischer Audiometrie nach Hughson-Westlake, MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 123486

€ 1.695,00



Audiometer MA 28*

- Screening Audiometer für Luftleitung mit 11 Frequenzen mit integriertem Zubehörkoffer
- Inkl. MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware
- Vertäubungsrauschen und automatische Audiometrie
- Inkl. Kopfhörer mit Schallschutzkappen, Netzteil, Patientenantworttaste

Best.-Nr. 124508

€ 1.795,00

Audiometer MA 28 KL*

wie MA 28, zusätzlich mit Knochenleitungshörer

Best.-Nr. 124509

€ 2.095,00

* Einsatz aller Hörtestgeräte abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335.

FRÜHLINGSAKTION

Co-med



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung

Sicherheit nach DIN 58345 mit LIEBHERR-Kühlgeräten

- Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m²
- Abschließbare Tür
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm) – DIN 58345

Smarte Medikamentenkühlschränke
– Sichere Lösungen in unstillen Zeiten



Modell (Modelle H63 mit Schubfächern)	Brutto- inhalt	Außenmaße B × T × H mm	Best.-Nr.	€
1 MKUv 1610-23	142 Liter	601 × 618 × 820	126159	1.580,00
MKUv 1613-22 mit Isolierglastür	152 Liter	601 × 618 × 820	126157	1.771,00
MKUv 1610-23.H63	142 Liter	601 × 618 × 820	126653	2.024,00
2 MKUv 1613-22.H63 mit Isolierglastür	152 Liter	601 × 618 × 820	126654	2.172,00
3 MKv 3910-23	361 Liter	601 × 618 × 1840	126161	2.080,00
4 HMFvh 4001-20	394 Liter	597 × 654 × 1884	128789	3.129,00


AB € **1.580,-**

4 Perfection Serie: HMFvh4001

- Minimum an Energieverbrauch und Betriebskosten: ultra-effizient
- Elektronisches Schloss mit Smart Lock sichert Zugriff durch unbefugte Nutzer
- Sichere Medikamentenlagerung nach DIN 13277
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Konformität nach IEC 61010-2-011
- Vernetzung mit dem Liebherr Smart Monitoring dank WiFi- und LAN-Schnittstelle



Schritt für Schritt zur professionellen Überwachung für mehr Sicherheit



SmartMonitoring – Optimaler Warenschutz und erhöhte Sicherheit für Ihre Prozesse

Zuverlässige Vernetzungskomponenten

- Einsatz von Cloud-Diensten ermöglichen jederzeit den Abruf und die Auswertung der Messwerte und Betriebsdaten
- Umgehende Information bei Grenzwertverletzungen



Interessieren Sie sich für das SmartMonitoring?
Ihr ortsnahe Co-med Fachhändler berät Sie gern.



Für den Praxisalltag gut gerüstet



~~€ 19,50~~
€ 14,50

Medlance® plus Safety-Lanzette

- Zum Einmal-Gebrauch
- Ultrascharfe Nadel für schmerzarme Punktion
- Leichte Handhabung

Packung mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Lite, 25G	1,5 mm	113273	14,50
Universal, 21G	1,8 mm	113293	14,50



~~€ 10,40~~
€ 8,95

Best.-Nr. 116470

Allergie-Test-Lanzetten

- Steril, mit kurzer Spitze

Packung mit 200 Stück

ventisan cream Pflegecreme

- Zur täglichen Pflege strapazierter Haut
- Panthenol fördert die Regeneration der Hautzellen und schützt vor dem Austrocknen
- Glycerin bewahrt die Hautfeuchtigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen
- Mandelöl wirkt reizlindernd
- Sehr ergiebig, leicht verteilbar und zieht schnell ein

Tube mit 100 ml

Best.-Nr. 123610

€ 2,85



ventisan protect Hautschutzcreme

- Vorbeugender Schutz der Hände vor der Nutzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- gem. Hautschutzplan vor Arbeitsbeginn, nach Pausen sowie vor der Arbeit mit Wasser zu verwenden

Tube mit 80 ml

Best.-Nr. 123609

€ 3,15



Fripa Basic Tissue Toilettenpapier

- Aus 100 % Recycling
- Weiß mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (10 x 12 cm)
- 2-lagig

Packung mit 8 Rollen

Best.-Nr. 158363

~~€ 3,68~~
€ 2,95

Waschlotion sensitive

- Für empfindliche Haut
- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Mild reinigend und pH-neutral

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126427	2,30
1-Liter-Flasche	126428	3,15
5-Liter-Kanister	126429	14,95



Einweg Wischmop Fast Wish

- Einfach und schnell einsetzbar
- Kostengünstig und effizient in der Reinigung
- Mit reinigungsaktivem Profil zur optimalen Schmutzlösung
- Gute Flüssigkeitsaufnahme und gutes Schmutzmitnahmevermögen
- Geringes Gewicht, platzsparend, leicht auswaschbar und leicht auszuwringen
- Einsetzbar auf allen glatten Bodenbelägen
- Zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Farbe: gelb / blau
- Maße: 40 cm (B)
- Passend für alle marktüblichen 40-er Klapphalter

Abgabereinheit: 10 Stück

Best.-Nr. 122858

Stück € 0,75





 MELAtherm® 10 Evolution mit optionaler Edelstahlabdeckung.



Mit der kostenlosen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus Ihres MELAtherm® 10 Evolution bequem von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Dokumentenverwaltung, Seal Check Funktion und Fehlerbehebungs-Tool bieten weitere Vorteile für einen noch effizienteren Workflow.


Vacuclave® 550

- **Herausragende Kapazität:** XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tabletts oder 10 MELAstore® Boxen
- **Beeindruckende Geschwindigkeit:** Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- **Patentierte Wärmerückgewinnung:** Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum, da mit der patentierten Recovery Technologie die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt wird
- **100 % Zuverlässigkeit, 0 % Kühlwasser:** Coolify verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung
- **Intelligente Trocknung:** DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- **Kompromissloser Komfort:** Intuitive Bedienung wie bei Ihrem Smartphone durch das extragroße Smart-Touch Display
- **Lückenlose Dokumentation:** Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software
- **Top-Energieeffizienz:** Power Safe versetzt Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus


Jedes Paket
€ 10.249,-

- MELAtherm® 10 DTA
- Aktive Trocknung
 - Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät
 - Integrierte Dokumentations-Schnittstellen
 - Praxisoptimierte Aufbereitungs-Kammer

MELAtherm® Ausstattungspakete



Chirurgie
(auch für Dermatologie und Orthopädie)



HNO



Gynäkologie

Jedes Evolution-Paket
€ 11.659,-

- MELAtherm® 10 Evolution **zusätzlich neue und einzigartige Innovationen**
- Großes Smart-Touch Display mit Videofunktion
 - Chargenfreigabe ProControl
 - AquaBoost Technologie
 - MELAconnect Schnittstelle

bestehend aus:
MELAtherm® 10 DTA inkl. CF-Card, MEtherm Starterset P, Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb 3 (Hohlkörperadaption auf Anfrage)

Gesamtpreis DTA Best.-Nr. 116843 € 11.784,-	Gesamtpreis Evolution Best.-Nr. 123977 € 13.474,-
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

bestehend aus:
MELAtherm® 10 DTA inkl. CF-Card, MEtherm Starterset P, Basiskorb mit Injektorschiene, Flexkorb 3 und 2, Instrumentenkorb kompakt, Ausatz für Ohrtrichter Flex 2 und für Nasenspekula Flex 1

Gesamtpreis DTA Best.-Nr. 114725 € 11.846,-	Gesamtpreis Evolution Best.-Nr. 123976 € 13.536,-
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

bestehend aus:
MELAtherm® 10 DTA inkl. CF-Card, MEtherm Starterset P, Basiskorb ohne Injektorschiene, 2 x Flexkorb Spekula, Flexkorb 6

Gesamtpreis DTA Best.-Nr. 114726 € 11.749,-	Gesamtpreis Evolution Best.-Nr. 123975 € 13.439,-
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------


- Maße: 63,6 x 59,0 x 71,5 cm (B x H x T)
 - Kesselgröße: 38 x 45 cm (Ø x L)
 - Kesselvolumen: 53 Liter
- Best.-Nr. 127391** **€ 17.199,-**

Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich:

- Halterung Basic für bis zu 16 Tablettes
- Beladungsauszug für bis zu 10 MELAstore® Boxen
- Beladungsauszug mit Halterung Comfort für bis zu 16 Tabletts



Jetzt AB € 338,- mieten!* (Laufzeit 60 Monate)

 * Fragen Sie Ihren ortsnahen Fachhändler!

 * Mietangebote vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung. Ein Angebot der Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf. Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH



TRUGLUE®

Steriler Wund-/Hautkleber

- Herausragende Anwenderfreundlichkeit und Patientenakzeptanz
- Sekundenschnelles Fixieren, auch bei unter Spannung stehenden Wunden
- Auch auf Schleimhäuten einsetzbar, z. B. in der Mundhöhle oder im äußeren Genitalbereich
- Nach dem Aushärten ist die Wunde wasserfest und belastbar
- Dosette mit je 0,3 ml



Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Dosetten	159019	61,50
10 Dosetten	159020	99,20
25 Dosetten	159021	218,15



STERIGRAP®

- Steriler Wundnahtstreifen in Streifen- und Knochenform aus unelastischem Trägervlies
- Für nahtfreien Wundverschluss oder zur Entlastung von Nähten
- Mit Lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
32 × 8 mm	10 Stück	127233	5,99
75 × 3 mm	10 Stück	128359	5,60
75 × 6 mm	6 Stück	128360	5,70
100 × 6 mm	10 Stück	128362	6,05
100 × 12 mm	6 Stück	128363	6,18



Untersuchungs- und OP-Handschuhe

Vinyl 2000 PF

- Glatte Oberfläche
- Puder- und latexfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	3,25
S	157548	3,25
M	157547	3,25
L	157546	3,25
XL	157549	3,25



~~£ 3,75~~
€ 3,25



~~£ 29,25~~
€ 22,95

Gentle Skin® Superior OP™

- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Polymerbeschichtung
- Puderfrei, steril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	127524	22,95
6,0	127525	22,95
6,5	127526	22,95
7,0	127527	22,95
7,5	127528	22,95
8,0	127529	22,95
8,5	127530	22,95
9,0	127531	22,95

Nitril® NextGen®

- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	4,25
S	112864	4,25
M	112865	4,25
L	112866	4,25
XL	117975	4,25



~~£ 5,95~~
€ 4,25



~~£ 5,69~~
€ 4,95

Gentle Skin® compact+

- Mikrogeraut
- Puderfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	4,95
S	115637	4,95
M	121582	4,95
L	121581	4,95
XL	124086	4,95

FRÜHLINGSAKTION



In praxisgerechten Größen!



Steriking® Beutel

- Praktisch in gängigen Standardgrößen und kleinen Mengen
- Mit MDR-konformen Informationen
- Zeitersparnis durch nur **EINEN** Siegelvorgang und **OHNE** Abschneiden
- Kein Rollenhalter notwendig
- Leichtes aseptisches Öffnen dank vorgefertigter Chevron-Peelöffnung
- Sicher durch 9-lagige Steriking® Multi-X9-Folie und 70 g/m² medizinischem Papier

AB € **7,65**

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
50 × 250 mm	128371	7,65
75 × 270 mm	128372	9,35
75 × 150 mm	128373	6,85
75 × 300 mm	128374	10,15
100 × 200 mm	128375	9,95
100 × 300 mm	128376	13,15
150 × 270 mm	128377	16,70
150 × 300 mm	128378	19,35
150 × 350 mm	128379	21,75
250 × 380 mm	128380	44,95

Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisierverpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren geeignet

~~€ 25,34~~
AB € **22,50**



Packung mit 10 Stück

Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	22,50
rot / 0,75 mm	125966	22,50
blau / 0,75 mm	125967	22,50
schwarz / 1,00 mm	125968	22,50

Unsere günstige Eigenmarke

COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,35
5-Liter-Kanister	110314	9,95



~~€ 2,67~~
AB € **2,35**

~~€ 2,15~~
AB € **1,85**



COM-TeX® Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 122628 € **1,85**

Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 154396 € **6,95**

COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	1,45
500 ml	119500	2,45
1-Liter-Flasche	119512	2,55
5-Liter-Cubitainer	119513	6,95
5-Liter Kanister	119514	6,75
10-Liter-Kanister	119515	14,25



~~€ 2,72~~
AB € **1,45**

www.co-med.de

Praxisbedarf und Medizintechnik zeitsparend und komfortabel online bestellen.

Alles für Ihre Praxis!

Top-Produkte & umfassende Serviceleistungen für einen effizienten Praxisbetrieb.

Jetzt informieren & anfragen



Technischer Service und Medizinprodukte-Einweisung direkt vor Ort



Profitieren Sie von kundenindividuellen Rabatten

- In Ihrem Kundenkonto können exklusive Rabatte für Sie hinterlegt werden



Umfassende Produktauswahl

- Stetig wachsendes Sortiment
- Topseller, aktuelle Aktionsangebote und Neuheiten auf einen Blick

Besuchen Sie auch unsere Markenshops:



In unserem Online-Shop mit über 20.000 Artikeln ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

Das bedeutet für Sie: Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.

Auch online steht der persönliche Service der Co-med Fachhändler an erster Stelle.

Mit unseren Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik sorgen wir für Ihren effizienten Praxisbetrieb. Informieren Sie sich hier:

www.co-med.de/unsere-serviceleistungen/



Buchen Sie unsere Serviceleistungen

- Einweisung, STK, MTK, Geräteeinrichtung, Hygieneberatung & mehr im Online-Shop buchbar



Aktuell informiert:

- Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis



Entdecken Sie passendes Zubehör

- Optionales und notwendiges Zubehör direkt am Artikel



Filtern Sie nach Ihren Suchkriterien

- Schnell relevante Suchergebnisse mit Filtern (z. B. steril)



Kontrollieren Sie Bestellungen

- Einfache Einrichtung von Budgetlimits und Bestellgenehmigungsprozessen für Ihr Personal



Praktische Funktionen für Ihr effizientes Bestellmanagement

- Bestelllisten
- Terminbestellung
- Schnellbestellung
- Sammelbestellung



Wir sind für Sie da. Vor Ort.

Damit in Ihrer Praxis alles passt

Lieferung
in Ihre Praxis

Ihr Auftrag
in besten Händen

Zuverlässige
Logistik

Schnelle
Bearbeitung

Unser Service macht den Unterschied

- ⊕ Mehr als 20.000 Artikel verfügbar
- ⊕ Fortbildungen für Ihr Praxisteam
- ⊕ Verbundeigenes Logistikzentrum
- ⊕ Hygienemanagement
- ⊕ Hohe Warenverfügbarkeit
- ⊕ Ortsnaher technischer Service

Besuchen Sie uns im Web unter:

www.com2med.de



So bestellen Sie bei uns: kostenfrei per Fax 0800/ 1177245 oder Tel. 0800/ 5003001



~~€ 15,23~~
€ 14,55

Best.-Nr. 126337

neoform® wiper RTF Einweg-Vliestuchspendersystem

In Kombination mit:

- **neodisher endo® MED** zur Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- **neoform® Classic** zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion
Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- **neoform® Rapid** zur Flächen-Schnelldesinfektion
Wirkspektrum: wie neoform® Classic zusätzlich fungizid
- Hohe Hygienesicherheit durch wiederverschließbares System beugt Austrocknung und Kontamination vor
- Vliestuchrolle mit 115 Tüchern
- Max. Standzeit der Gebrauchslösung im Vliestuchspendersystem: 28 Tage

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.	€
neoform® wiper RTF	Tuchspender mit Vliestuchrolle	126337	14,55
neodisher endo® MED	1 Liter-Flasche	126336	5,20
neoform® Rapid	0,75 Liter-Flasche	126350	12,56
neoform® Classic	2 Liter-Flasche	125050	31,84



~~€ 85,95~~
€ 79,95

Incidin™ Wipes FlexPack

- Aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch
- Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau)
- Ohne Desinfektionsmittel (geprüft für die Incidin™ Produktreihe)
- Mit komfortablem Tragegriff
- Tuchrolle mit 99 Tüchern
- Tuchmaß: 20 x 38 cm

Packung mit 6 Rollen

Farbe	Best.-Nr.
blau	122259
grün	122260
rot	122261

Gleich mitbestellen

Incidin™ Liquid

- Kurze Einwirkzeit
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 begrenzt viruzid plus und wirksam gegen Adeno-, Papova-, Rota- sowie murine Noroviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	172272	59,95



Die bunte Welt der Handschuhe – Pearl ColorLine



Nitril-Untersuchungshandschuhe

- Unsteril, puder- und latexfrei
- Mikrogeraute Fingerspitzen
- Mit Rollrand
- Nach EN 455, T.1-4 und EN 374
- AQL 1,5

Packung mit 100 Stück

~~€ 8,97~~
AB € 4,49

Farbe	Größe			€
	S 6-7	M 7-8	L 8-9	
white	116595	116596	116597	4,49
blue	122220	122221	122222	4,49
cobalt	121538	121536	122209	4,49
black	116590	116591	116592	4,49
pink	116616	116617	116618	4,99
violet	116600	116612	116613	4,99
red	116633	116634	116635	4,99

Farbe	Größe			€
	S 6-7	M 7-8	L 8-9	
opal	116620	116621	116622	4,99
orange	128354	128355	128356	4,99
saphir	116624	116625	116626	4,99
mint	116638	116639	116640	4,99
green	123594	122941	123595	4,99
magenta	123512	123513	123514	4,99
yellow	123587	123588	123589	4,99

Effiziente, mobile Lösungen für unterschiedliche Einsatzgebiete



Mobiles Hygienecenter – komplett

- Variable Positionierung
- Schnelles Abnehmen der Komponenten durch Schnellspannkloben/ Universalklauen
- Gute Laufeigenschaften dank hochwertiger 80 mm Monorollen
- Hochwertige 80 mm Monorollen durch gute Laufeigenschaften
- Material: Edelstahl / Aluminium
- Rohrlänge: 1.500 mm, Rohrdurchmesser: 33,7 mm
- Fußgröße: Ø 630 mm
- Farbe: Silber
- Gesamtzuladung: 15,6 kg

Lieferumfang:

1 × großer Sterilgutkorb, 1 × kleiner Sterilgutkorb, Abtropfschale (für 2-Liter), Handschuhhalter (2-fach), Desinfektionsspender für 500-ml-Flaschen

€ 1.312,-

Best.-Nr. 114980

Arm-/Beinauflage mit Rollen und Schraub-Höhenverstellung

- Material: Stahl verchromt
- Material Polster: PU-Schaum
- Höhenverstellbereich: ca. 680 – 880 mm
- Auflagenpolster: ca. 300 × 100 mm
- Fußdurchmesser: ca. 635 mm
- Rollen: Doppelaufrollen Ø 50 mm
- Gesamtgewicht (netto): ca. 3 kg

€ 214,-

Best.-Nr. 114985



Mobile LED Kinderleuchte "Regenbogen-Rot" mit Gelenkarm

- Touchless Bewegungssteuerung
- Beleuchtung mit Dimmfunktion
- Geschützte innenliegende Kabelführung
- Kippsicheres Stahlstandrohr auf stabilem Rollfuß
- Ausladung: 800 mm
- Leuchtmittel: LED, 9 W
- Beleuchtungsstärke: ~ 70.000 lx / 500 mm
- Leuchtfeld: ~ 130 / 250 mm bei 500 / 1.000 mm
- Fußgröße: Ø 635 mm
- Mit Doppelaufrollen

€ 850,-

Best.-Nr. 128759

NEU!

**Aktionspaket:
Blutabnahme-Armauflage**

- Schwarze **Integralschaum-Armauflage** (im Paket nur in dieser Farbe erhältlich)
 - **Halter/ Klöben** (formschöner überarbeitet)
 - **Normschiene**, 1 Paar, Maße: 340 × 25 × 10 mm
- Best.-Nr. 128803** **€ 285,00**



Sie sparen gegenüber Einzelbestellung
€ 65,-

Halter neu überarbeitet: kleiner und formschöner

Abb. zeigt Zusatzoptionen

sita Variationsliege

- Rückenlehne und Beinteil separat und stufenlos bis zur Waagerechten verstellbar (185 × 50 cm)
- Große Polsterfläche (Farbe frei wählbar), gepolsterte Armauflagen, inkl. Nackenrolle
- Untergestell aus Stahl, stabile Mechanik
- Wahlweise mit oder ohne Doppelrollen
- Doppelrollen Ø 10 cm, einzelgebremst, total feststellbar
- Maße Sitzfläche: 50 × 55 × 49 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 63 × 126 × 82 cm (B × H × T)
- Belastbarkeit: 220 kg
- Sicherheitsrollen Ø 5 cm
- Höhenverstellbar 46 – 58 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	171077	1.168,00
mit Rollen	171078	1.287,00

Armauflage gepolstert, mit Kugelgelenk, in diversen Polsterfarben gegen Aufpreis.

GREINER Polsterfarben compact

White	Mint	Cyan	Petrol	Lightgrey
Stone	Anthracite	Black	Beige	Brown
Mocca	Chocolate	Sky	Atoll	Navy
Purple	Citron	Orange	Rosso	Fuchsia

GREINER Polsterfarben premium

Super weich und zugleich strapazierfähig
Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis sita: € 135,-

White	Lightgrey	Anthracite	Grass	Mocca
Chocolate	Carmin	Aqua	Navy	Black

Weitere Farben und Zubehör auf Anfrage.
Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.

HAEBERLE

bravo® Tablet-Wagen 3

- Trägerprofil 780 mm hoch
- 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Ziehgriff
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung
- 1 Tablet-Halter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- 1 Fahrgestell mit Doppellenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Maße: 575 × 575 × ca. 1.330 mm (B × T × H) mit Tablet-Halter

Ausführung mit Dekorstreifen	Best.-Nr.	€
grau	128753	€ 850,- € 785,-
blau	128754	



08/16® Basiswagen-Wagen 60

- 2 Ablageplatten
- 2 Schubladen mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- Farbe: weiß
- 4 Rollen, Ø 75 mm
- Maße: 600 × 450 × 733 mm (B × T × H)

~~€ 412,-~~
€ 385,-
Best.-Nr. 128755

Weiteres Zubehör wie Schubladeneinsätze, Schubladen-Rückblende, feststellbare Rollen auf Anfrage.



Injektionsset PicBox® Wandmodell

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
- Maße: 600 × 220 × 410 mm (B × T × H)

~~€ 257,62~~
€ 215,-
Best.-Nr. 128756

FRÜHLINGSAKTION

Unsere günstigen Liegenpakete



Weitere
Produktbeschreibung



~~€ 475,-~~
AB
€ **459,-**

Paket „groß“

(zur Selbstmontage)

Liege + Hocker + Wagen

- Hocker und Wagen serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112488 € 655,00

Paket „klein“

(zur Selbstmontage)

Liege + Hocker

- Hocker serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112489 € 459,00



Gewünschte Polsterfarbe bei Bestellung bitte angeben.

Der erste Eindruck zählt!

Ob geschwungene Linien, abgerundete Formen oder lineare Elemente

– Modulare Komponenten erlauben stilvolle, maßgeschneiderte Lösungen für den Empfangsbereich.



Einsatz von 3D-Raumplanung



- Präsentation der Produkte in bestmöglicher Form
- Raumstruktur optimal planen
- Erstellung von Kosten- und Investitionsübersichten



Mehr Informationen



Möchten Sie Ihren Eingangsbereich oder Ihre Praxisräume neu gestalten? Ihr ortsnaher Co-med Fachhändler berät Sie gern.





SD3 Ultraschall-Taschendoppler

- Kompaktes Design mit einfacher Einhandbedienung
- Plug-and-Play
- OLED-Bildschirm mit Echtzeit-FHR-Display
- Echtzeitüberwachung
- Aufnahme und Wiedergabe mit Audiowiedergabe und numerischer Anzeige
- Normale AA-Batterien für einfachen Austausch (mit Batterieanzeige)
- Eingebauter Li-Ion-Akku sorgt für lange Arbeitszeit
- Einzigartiges Ladestation-Design
- 2 MHz-Sonde mit tiefer Penetration für spätere Schwangerschaft und größere Patienten
- 3 MHz-Sonde erkennt den fetalen Herzschlag bereits nach 9 Wochen (optional)
- 4/5/8 MHz-Sonde zur Blutflussdetektion (optional)
- Alle Sonden sind wasserdicht und austauschbar

Lieferumfang:

SD 3 Taschendoppler, Tragetasche

Best.-Nr. 123500

~~£ 149,-~~
€ 135,-

 Lieferung ohne Sonde! Bitte die gewünschte Sonde separat bestellen.

Pulsoximeter

- LED-Display zur Anzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Puls (OR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (+/- 1 %)
- Messbereich Puls: 25 – 250 Schläge/Minute (+/- 1 Schlag)
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Für Patienten von 3 – 99 Jahre

Lieferumfang:

Gerät, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 126856



~~£ 34,29~~
€ 22,50



Zubehör

Sonden	Best.-Nr.	€
2 MHz	123501	85,00
3 MHz	123502	85,00
4 MHz	123503	85,00
5 MHz	123504	85,00
8 MHz	123505	85,00

Herausgeber: Co-med GmbH & Co. KG

66265 Heusweiler · Hochstr. 1 · C. Thomas Maier
Tel.: 06441/56947-0 · Fax: 06441/56947-22
HRA Saarbrücken 10841, Ust-ID-Nr. DE 182239214

Bestell-Fax: 0 800 / 11 77 245 (gebührenfrei)

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 30.06.2023 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Kunden-Nr.:

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____
Name, Vorname _____
Straße, Nr. _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____ Fax _____
Datum/Unterschrift _____

Com²Med Medizinprodukte GmbH & Co. KG · 38122 Braunschweig · Frankfurter Straße 3a
Geschäftsführer: Jens-Uwe Mühlhan • Handelsregister: HRA 200211, AG Braunschweig • Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE221233781
Com²Med Medizintechnik GmbH & Co. KG · 30659 Hannover · Oldenburger Allee 18
Geschäftsführer: Jens-Uwe Mühlhan • Handelsregister: HRA 200431, AG Hannover • Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE252047215

Bestellhinweise:

1. Alle Möbel, Liegen und Großgeräte werden, sofern nichts anderes angegeben, kartonverpackt ohne Montage zzgl. Speditionskosten geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
3. Unsere Zentrale unter **0 800 / 500 300 1** hilft Ihnen gern weiter.

4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter 90,- EUR Nettowarenwert berechnen wir anteilige Kosten für Versand u. Verpackung von 6,90 EUR. Nachlieferungen bleiben selbstverständlich kostenfrei!
6. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.

Die verwendeten Bilder stammen teilweise aus Bilddatenbanken (sofern es sich nicht um Produktabbildungen handelt). Wenn nicht gesondert vermerkt, stammen die verwendeten Fotos von fotolia.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.