

**AKTION
2024**

**Sichern Sie sich
Ihr Incentive!**



CARDIOVIT CS-104

Das PC-EKG-System der digitalen Zukunft



PC-EKG


Ein System – drei Rekorder zur Wahl

Sie haben die Wahl:

 Tablet

 USB

 Bluetooth



CARDIOVIT FT-1

EKG-Tablet mit USB-Streamer

- **Mobil und autark**
Auch ohne PC einsetzbar
- **Easytouch**
Supersimple Bedienung
- **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- **Federleicht**
Gewicht: nur 1,1 kg
- **Komfortabel**
8 Zoll EKG-Display



MS-12 USB

PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis

- **EKG-Streaming über USB**
- **Klein und handlich**
- **Federleicht**
Gewicht: nur 140 Gramm
- **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- **Anschlussadapter für Sauganlage**



MS-12 blue



PC-EKG-Rekorder auf Bluetooth-Basis

- **EKG-Streaming über Bluetooth**
- **Klein und handlich**
- **Federleicht**
Gewicht: nur 118 Gramm
- **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- **Praktisch**
Integriertes EKG-Display
- **Leistungsstark**
36 Stunden Dauerbetrieb



Spirometrie – ultraschallbasierend SpiroScout SP plus

- ⌘ Modernste Ultraschalltechnologie
- ⌘ Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- ⌘ Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- ⌘ Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ⌘ Wartungsfrei
- ⌘ Keine Reinigung nötig



ScoutTube – das hygienische Mundstück

- ⌘ Kreuzkontamination sicher vermeiden
- ⌘ Höchster Bedienkomfort
- ⌘ Konische Form, die für alle Patienten passt (auch für Kinder)

ScoutTube



Einzelverpackt für höchste Hygiene



Ergometrie CS-104 SYSTEM OFFICE

GRATIS*

Z.B. FRED® PA-1
gratis dazu beim Kauf eines
CS-104 Ergometrie-
Messplatzes



FRED® PA-1

Defibrillator mit 10 Jahren Garantie

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel




CS-104 SYSTEM OFFICE

CS-104 Software, ExecExpert,
Befundtextvorlagen, Worklist,
Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8",
Tastatur & Maus, Trolley X4,
Trenntrafo, Ablageboden,
MS-12 USB, Adapterkabel für
Sauganlage, Sauganlage DT-80 T,
Montagesatz, Steuerkabel,
SEMA3 Office System,
mit Sana Bike 500

€ 13.850,-*
Bestellnr. 0104527

MS-12 USB

PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



X4 Wagen
durchdachter Systemwagen

Ergometrie

CS-104 SYSTEM OFFICE plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Sana Bike 500
flüsterleises Ergometer



SpiroScout SP plus
Spirometrie

GRATIS*
Z.B. SpiroScout SP plus
gratis dazu beim Kauf eines
CS-104 Ergometrie-
Messplatzes

CS-104 SYSTEM OFFICE plus

CS-104 Software, ExecExpert,
Befundtextvorlagen, Worklist,
Kommunikationslizenz, Dell PC Mini,
Flachbildschirm 23,8", Tastatur &
Maus, Trolley X4, Trenntrafo,
Ablageboden, Halterung für FT-1,
CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel,
EKG-Papier, Adapterkabel für
Sauganlage, Sauganlage DT-80 T,
Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3
Office System,
mit Sana Bike 500

€ 14.850,-*

Bestellnr. 0104529

CARDIOVIT FT-1

autarker PC-EKG-Rekorder



Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

GRATIS*

Z.B. FRED® PA-1
gratis dazu beim Kauf eines
CS-104 Ergometrie-
Messplatzes



FRED® PA-1

Defibrillator mit 10 Jahren Garantie

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel



CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

CS-104 Software, ExecExpert,
Befundtextvorlagen, Worklist,
Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8",
Tastatur & Maus, Trolley X4,
Trenntrafo, Ablageboden,
MS-12 USB, Adapterkabel für
Sauganlage, Sauganlage DT-80 T,
Montagesatz, Steuerkabel,
SEMA3 Office System,
mit Sana Bike 1000

€ 14.590,-*
Bestellnr. 0104528

MS-12 USB

PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



X4 Wagen

durchdachter Systemwagen



Ergometrie

CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Sana Bike 1000
stufenlos verstellbare Lenkerhöhe



SpiroScout SP plus
Spirometrie

GRATIS*
Z.B. SpiroScout SP plus
gratis dazu beim Kauf eines
CS-104 Ergometrie-
Messplatzes

CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System,
mit Sana Bike 1000

€ 15.650,-*

Bestellnr. 0104530

CARDIOVIT FT-1

autarker PC-EKG-Rekorder



SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de
www.defi.de



* WÄHLEN SIE IHR INCENTIVE

(gilt nur in Verbindung mit einer CS-104 Messplatz-Bestellung)

Option 1



SpiroScout SP plus

Spirometrie

Bestellnr. 0123750
im Wert von **1990,- ***

Option 2



Langzeit RR BR-102 plus

osz. mit Bügelmanschette

Bestellnr. 0140500
im Wert von **1670,- ***

Option 3



FRED® PA-1 Halbautomat

Defibrillator (10 Jahre Garantie)

Bestellnr. 0214010
im Wert von **1399,- ***

Option 4



Blutdruckmessung

zu Sana Bike 500/1000

Bestellnr. 0210473
im Wert von **1920,- ***

