



Digitales Ultraschall-System

Ultraschall in Perfektion

Ihr Sonoportal-Stützpunktpartner:







DP-5

Digitales Diagnose-Ultraschallsystem

Garantierte Sicherheit in der Diagnose

iClear[™] Speckle-Unterdrückung

Intelligenter Algorithmus zur Rauschunterdrückung.

iBeam[™]Spatial Compounding Imaging

Verbessert die Auflösung erheblich und liefert gleichzeitig mehr Gewebeinformationen.

Phase Shift THI

Verbessert die Kontrastauflösung und Bildqualität durch

Trennung der Basisfrequenz und Harmonieinhalt









DP-5 Das ultimativ Beste

Seit Mindray 2002 das erste chinesische Schwarzweiß-Ultraschallsystem DP-9900 auf den Markt brachte, wurden unsere Produkte kontinuierlich verbessert und den Bedürfnissen unserer Kunden angepasst. Jetzt gibt es das neue DP-5, das ultimativ Beste – das Ergebnis unserer kontinuierlichen Bemühungen und bemerkenswerten Leistungen bei der Entwicklung eines Schwarzweiß-Ultraschallsystems.

Das DP-5 vereint die neuesten Bildgebungstechnologien, ein großartiges ergonomisches Design und einen intelligenten Arbeitsablauf. Dadurch sorgt es für brandneue Erfahrungen und wird ein leistungsstarker sowie verlässlicher Assistent bei Ihrer täglichen Diagnosestellungen sein.

Optimale Arbeitserfahrung

Hochauflösender,15" Weitwinkel - LCD Kompakte und ergonomische Sonden Benutzerfreundliche Bedienung Leichte Sonden mit einem breiten Sondenspektrum



Optimale Produktivität

iTouch[™] Automatische Optimierung

Mit einem einzigen Tastendruck optimiert sich das Ultraschallbild durch Analyse und Optimierung der dargestellten Grauwerte iZoom™

Vollbildanzeige auf Knopfdruck

Quick Save

Bildspeicherung auf Festplatte oder USB-Medium per Tastendruck iStation™

Integrierter Patientendatenspeicher zur effizienten Archivierung, Rückblick und Wiedervorlage

