



ULTRASCHALL. EINFACH. ÜBERALL.

myMIDES C10 ist die ideale Ultraschall-Sonde für schnelle und genaue sonografiebasierte Untersuchungen in vielen Anwendungsgebieten. Mit der mobilen Doppelkopfsone können hochauflösende Ultraschall-Bilder mittels WLAN-Verbindung unkompliziert auf Tablet, Laptop oder Smartphone übertragen werden. Diese Flexibilität ermöglicht insbesondere bei medizinischen Notfällen rasche Entscheidungen für die bestmögliche Versorgung.

In der Praxis und unterwegs: Die myMIDES C10 ist immer einsatzbereit!

Die myMIDES C10 ist die neueste Sonografielösung des Ultraschallspezialisten MIDES, der mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Medizintechnik zuverlässig höchste Qualität und bestes Service bietet.

Vorteile der myMIDES C10:

- Linear- & Konvexschallkopf in einer Sonde
- Besonders einfache Bedienung und Handhabung
- Klare Bilder ohne Kabelverbindung
- Leicht, handlich & sehr robust
- Bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit
- Kompatibel mit jedem Tablet, Laptop oder Smartphone
- 24 Monate Gewährleistung



FEEDBACK AUS DER PRAXIS

*„Die myMIDES ist robust,
zuverlässig, einfach zu bedienen
und vereint alle Eigenschaften,
die eine mobile Sonden
mitbringen muss.“*

**Da sind sich Experten
und Mediziner einig.**

KONVEX-SCHALLKOPF

Der Konvex-Schallkopf kombiniert die Eigenschaften von Sektor- und Linearsonden. Dank seiner verminderten Auflagefläche im Vergleich zu Linearsonden und seiner besseren Nahfeldauflösung verglichen mit Sektorsonden eignet er sich besonders gut für Untersuchungen im Abdomen.

Somit lässt sich die myMIDES C10 ideal vor Ort nach dem e-FAST Protokoll in der Traumatologie einsetzen.

Anwendungsgebiete

- Abdomen
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Kardiologie
- Urologie
- Niere
- Lunge



LINEAR-SCHALLKOPF

Der Linear-Schallkopf ermöglicht hoch aufgelöste Ultraschallbilder von Nerven und oberflächennahen Strukturen und ist besonders für muskuloskelettale Untersuchungen geeignet.

Anwendungsgebiete

- Oberflächennahe Strukturen
- Muskuloskelettal
- Schilddrüse
- Pädiatrie
- Gefäße
- Nerven
- Karotis
- Brust

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie kostenlos erreichbar unter:
E-Mail: mymides@mides.com
Tel.: 0800 40 44 55 050

MIDES
HEALTHCARE TECHNOLOGY

Am Innovationspark 7 | 8020 Graz | Austria
+43 316 42 65 00 | mides.com